

マルチプレートリーダー-InfiniteM200使用説明会 新機種SPARKデモンストレーションのご案内

日時：平成29年7月27日(木曜日) 13:30～15:30
場所：分子医学部門棟 4階 分光分析室




内容

- ・当部門既設のマルチプレートリーダー-InfiniteM200の使用方法的説明
- ・新型マルチプレートリーダー-SPARKの展示、デモンストレーション
- ・ご質問やご相談

※InfiniteM200の使用説明は13:30～14:00を予定しています。

ご自身のサンプルをご評価いただくことも可能です(蛍光、吸光、発光)。
ご興味のある方は是非ご参加ください。



現在、共通機器室でお使いいただいているInfiniteM200の後継モデルであるSPARKは、従来のマルチモードプレートリーダーの基本性能に加え、細胞イメージング、細胞カウンティング機能など、セルベースアッセイへの対応を強化した製品です。ガスコントロール(CO₂&O₂)を行うことで、培養しながらカインティック測定を行うこともできます。業界初、測定部冷却機能 Te-Coolも発光測定の安定化に役立つ機能として装着できます。

*展示する装置はガスコントロール、Te-Coolなしの予定

【お問い合わせ】

秋田大学バイオサイエンス教育・研究サポートセンター
分子医学部門(内線 6191)
担当：酒井・渡邊・幸丸

【製品お問い合わせ】

和光純薬工業株式会社
櫛田、篠崎
TEL:022-222-3072

【代理店】

中央科学株式会社
阿部
TEL:018-863-6111